

医療や検査の現場を
価値ある製品でサポート

 **medicaldispo**

<https://www.medicaldispo.jp>

ディスペンサー（連続分注器）

M's ディスペンサー M-800 シリーズ

汎用のプラスチックチップで連続分注が可能な製品です。ピペットによる分注作業に代わり、作業効率が大幅にアップします。また、専用アダプターを取り付けることでガラスチップも使用できます。



◇チップイジェクター付き

◇ブローアウト機構

◇UV 耐用

※オートクレーブ不可

・日本国内製造

・1年間保証

・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ギルソン / エッペンタイプ
ガラスチップ（GLT-200～GLT-10000）を使用する場合は別売りの専用アダプターをお使いください

品番	分注容量	分注回数	チップサイズ	容量	精度	再現性	カラー
M-801	1 μ L ~ 5 μ L	1 μ L-28回	20 μ L・200 μ L	1 μ L	\pm 4.0%	\pm 3.0%	パープル
		5 μ L- 5回		5 μ L	\pm 2.0%	\pm 1.5%	
M-802	5 μ L ~ 25 μ L	5 μ L-39回	200 μ L	5 μ L	\pm 3.0%	\pm 2.0%	イエロー
		25 μ L- 8回		25 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.8%	
M-803	25 μ L ~ 100 μ L	25 μ L-42回	1,000 μ L	25 μ L	\pm 2.0%	\pm 1.0%	ブルー
		100 μ L-10回		100 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.3%	
M-804	50 μ L ~ 250 μ L	50 μ L-22回	1,000 μ L	50 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.8%	グリーン
		250 μ L- 4回		250 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.3%	
M-805	250 μ L ~ 1,000 μ L	250 μ L-19回	5,000 μ L	250 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.8%	ピンク
		1,000 μ L- 4回		1,000 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.3%	
M-806	500 μ L ~ 1,250 μ L	500 μ L-20回	10,000 μ L	500 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.5%	オレンジ
		1,250 μ L- 7回		1,250 μ L	\pm 1.0%	\pm 0.3%	

ピペット

M's IT ピペット S シリーズ (汎用タイプ)



高品質で低価格、チップイジェクター付きマイクロピペットです。グリップを握ることでダイヤルロックされるロック機構付きです。

品番	品名	容量	精度
IT-20N	IT ピペット S-TYPE 2 ~ 20 µL	最小 2 µL	±3.0%
		最大 20 µL	±1.0%
IT-100N	IT ピペット S-TYPE 10 ~ 100 µL	最小 10 µL	±1.2%
		最大 100 µL	±0.8%
IT-200N	IT ピペット S-TYPE 20 ~ 200 µL	最小 20 µL	±1.0%
		最大 200 µL	±0.8%
IT-1000N	IT ピペット S-TYPE 100 ~ 1,000 µL	最小 100 µL	±0.8%
		最大 1,000 µL	±0.5%

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV 耐用

※オートクレーブ不可

・日本国内製造・1年間保証・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ギルソン / エッペンタイプ

M's IT ピペット Q シリーズ (微量タイプ)



世界初のブローアウト容積増幅機構内蔵 (特許取得済)。完璧な液切れにより、サンプルを膜状に引き戻すことはありません。

品番	品名	容量	精度
ITQ-2N	IT ピペット Q-TYPE 0.2 ~ 2 µL	最小 0.2 µL	1 µL ±5.0%
		最大 2 µL	2 µL ±2.5%
ITQ-10N	IT ピペット Q-TYPE 0.5 ~ 10 µL	最小 0.5 µL	1 µL ±4.0%
		最大 10 µL	10 µL ±1.0%

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV 耐用

※オートクレーブ不可

・日本国内製造・1年間保証・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ギルソン / エッペンタイプ

M's IT ピペット skeleton シリーズ (ビギナータイプ)



初心者にも使いやすく、コストパフォーマンスが良い実習用に最適なピペットです。ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視でき、コンタミを防止できます。

品番	品名	容量	精度
ITC-20N	IT ピペット skeleton 20 µL	最小 2 µL	±3.0%
		最大 20 µL	±1.0%
ITC-200N	IT ピペット skeleton 200 µL	最小 20 µL	±1.0%
		最大 200 µL	±0.8%
ITC-1000N	IT ピペット skeleton 1,000 µL	最小 100 µL	±0.8%
		最大 1,000 µL	±0.5%

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV 耐用

※オートクレーブ不可

・日本国内製造・1年間保証・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ギルソン / エッペンタイプ

M's IT ピペット G シリーズ (高耐薬品タイプ)



ETFE を採用しており、酸・有機溶剤・アルカリなどのサンプルや、硫酸原液にも使用可能です。汎用のプラスチックチップ、ガラスチップともにお使いいただけます。

品番	品名	容量	精度
G-200N	IT ピペット G-TYPE 20 ~ 200 µL	最小 20 µL	±1.0%
		最大 200 µL	±0.8%
G-1000N	IT ピペット G-TYPE 100 ~ 1,000 µL	最小 100 µL	±0.8%
		最大 1,000 µL	±0.5%
G-5000N	IT ピペット G-TYPE 1,000 ~ 5,000 µL	最小 1,000 µL	±1.5%
		最大 5,000 µL	±0.5%
G-10000N	IT ピペット G-TYPE 2,000 ~ 10,000 µL	最小 2,000 µL	±1.5%
		最大 10,000 µL	±0.5%

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV 耐用
※オートクレーブ不可

・日本国内製造・1年間保証・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ギルソン/エッペンタイプ

ガラスチップ (GLT-200 ~ GLT-10000) を使用する場合は別売りの専用アダプターをお使いください

ガラスチップ専用アダプター



ガラスチップ専用のフッ素ゴムのアダプターです。M's IT ピペット G シリーズおよび、M's ディスペンサー M-800 シリーズ (M-802 ~ 806) に取り付け可能です。

品番	品名	対応機種
F-200	ガラスチップ専用アダプター 200 µL	G-200N、M-802
F-1000	ガラスチップ専用アダプター 1,000 µL	G-1000N、M-803、M-804
F-5000	ガラスチップ専用アダプター 5,000 µL	G-5000N、M-805
F-10000	ガラスチップ専用アダプター 10,000 µL	G-10000N、M-806

M's IT ピペット SOLVENT-R (ガラスチップ専用)



溶剤・強酸 (フッ化水素を除く) 等を採取できる、ガラスチップ専用のピペットです。チップイジェクター付きで、片手でのチップ着脱が可能です。

品番	品名	容量	精度
SOLVENT-R-200	IT ピペット SOLVENT-R 10 ~ 200 µL	最小 10 µL	±1.5%
		最大 200 µL	±0.8%
SOLVENT-R-1000	IT ピペット SOLVENT-R 100 ~ 1,000 µL	最小 100 µL	±3.0%
		最大 1,000 µL	±0.5%

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV 耐用


※オートクレーブ不可

・日本国内製造・1年間保証・容量テスト結果表同梱

●対応チップ：ガラスチップ (GLT-200 ~ GLT-10000)

ガラスチップ

ガラスチップ



溶剤等を採取できるガラスチップです。G シリーズ、SOLVENT-R、M-800 シリーズ (M-802 ~ 806) でご使用いただけます (G シリーズ及び M-800 シリーズではアダプターが必要です)。

品番	品名	入数
GLT-200	200 μ L 用ガラスチップ	20 本
GLT-1000	1,000 μ L 用ガラスチップ	20 本
GLT-5000	5,000 μ L 用ガラスチップ	8 本
GLT-10000	10,000 μ L 用ガラスチップ	6 本

M's G-RACK (ガラスチップ専用ラック)



ガラスチップの専用ラックです。ラックから直接取り付けられるため、ガラスチップの装着作業効率が大幅にアップします。オートクレーブ使用可能な PP 製です。

品番	品名	カラー
MS-C-ST5000	M's G-RACK S 200 μ L (ラックのみ)	イエロー
MS-C-ST5001	M's G-RACK ST 200 μ L (ガラスチップ 20 本付き)	イエロー
MS-C-ST5010	M's G-RACK L 1,000 μ L (ラックのみ)	ブルー
MS-C-ST5011	M's G-RACK LT 1,000 μ L (ガラスチップ 20 本付き)	ブルー

◇オートクレーブ可 (材質: PP) ◇UV 耐用

※ 5,000 μ L 用と 10,000 μ L 用のガラスチップ専用ラック (ラックのみ) をご希望の場合はお問合せ下さい

オプション

リザーバー



目盛付きのリザーバーです。

◇オートクレーブ可 (材質: PP)

目盛: 10mL...5mL、3mL、1mL / 30mL...30mL、20mL、10mL

品番	品名	入数
U-896-R10-100-1S	リザーバー	100 個 (1 個 x 100 袋) / 箱
U-896-R10-200-5S	滅菌品 10mL	200 個 (5 個 x 40 袋) / 箱
U-896-R30-100-1S	リザーバー	100 個 (1 個 x 100 袋) / 箱
U-896-R30-200-5S	滅菌品 30mL	200 個 (5 個 x 40 袋) / 箱

スタンド



M's IT ピペット、M's ディスペンサーを 6 本掛けることができる、回転式のスタンドです。

品番	品名
P-6	回転スタンド 6 本掛け

製造元: ムロオカ産業株式会社

販売・お問合せ: トレンドサイン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F
TEL: 03-5937-5721 FAX: 03-5937-5722

URL: <https://www.trendsign.co.jp> E-mail: info@medicaldispo.jp