

採尿検査セット 0905

1人分ずつチャック袋にセット済み

尿沈渣対応のスピッツ
(11.5mL / 17x105mm)

安心の日本製

最短当日出荷



セット内容

- チャック付袋：青色半透明のチャック袋でプライバシー保護
- スクリューキャップ付スピッツ：搬送時の衝撃に強く割れにくい材質
- 採尿コップ：持ちやすい取っ手付き・自立タイプ
- 氏名記載ラベル：スピッツ用氏名ラベルで取違いを防止
- 取扱説明書：シンプルで分かりやすい文面

品番	入数
0905	500セット (50セットx10袋) /式
0905-200	200セット (50セットx4袋) /式

※スピッツ変更や、説明書の文面変更などとはご相談ください



お問合せ・サンプル依頼

トレンドサイン株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F
電話：03-5937-5721 FAX：03-5937-5722
URL：https://www.medicaldispo.jp E-mail：info@medicaldispo.jp

